

## Presseinformation

13.05.2014

### **Neue Features, neues Design**

### **Streifeneder ortho production GmbH präsentiert neues Liner-Sortiment**

Innovative Produktfeatures präsentiert die Streifeneder ortho production GmbH mit dem Relaunch ihres Programms SchafftKomfort. Ein spezielles Additiv mit aseptischer Oberflächenwirkung im Silikon und Gel sowie Antirotationskontrollen sorgen bei den neuen Linern für noch mehr Stabilität und ein komfortables Tragegefühl von Beinprothesen. Ein neuer Funktionsbezugsstoff garantiert dem Anwender ein leichtes Auf- und Abrollen des Liners und dient zur Minimierung der Längsdehnung. Der silber- und dunkelgraue Bezugsstoff sorgt in Kombination mit farbigen Aufdrucken und Distalanschlüssen für eine ansprechende und moderne Optik.

Die neuen Liner-Modelle verfügen über distale Rotationskontrollen, die eine hohe Rotationsstabilität zwischen Liner und Prothesenschaft erzeugen, womit eine bessere Führung und Steuerung der Prothese ermöglicht wird. Die Modelle Comfort.Sil.basic und Comfort.Sil.soft zeichnen sich durch die Verwendung von weichem 3 mm bzw. 6 mm Comfort.Sil-Silikon aus und sind für die Mobilitätsklassen 1 bis 3 einsetzbar. Die Liner Classic.Sil.basic und Classic.Sil.soft aus stabilem 3 mm bzw. 6 mm zweischichtigem Duo.Sil-Silikon eignen sich für Anwender der Mobilitätsklassen 2 bis 4. Der Liner AK-Control.Sil verfügt zusätzlich über einen Antirotationsstreifen, der noch mehr Stabilität im Steuerungsbereich der Oberschenkelprothese erzeugt. Dieser Oberschenkel-Liner ist aus mittelfestem Control.Sil-Silikon gefertigt und umfasst die Mobilitätsklassen 1 bis 4. Verbesserte mechanische Polymereigenschaften sorgen bei allen Linern für eine noch bessere Dehnbarkeit.

„Um die Hygiene bei der Verwendung unserer Liner zu erhöhen, setzen wir spezielle Additive ein, die eine aseptische Oberflächenwirkung erzeugen“, erklärt Dominik Rudolph, Produktentwickler bei der Streifeneder ortho production GmbH. „Ein Additiv heißt „Sterione“. Diese patentierte Technologie garantiert, dass das ausgerüstete Liner-Material dauerhaft gegen eine Neubesiedelung von Bakterien z. B. Pneumokokken und multiresistente Mikroorganismen wie MRSA begrenzt wird. Ein spezielles Gütesiegel garantiert eine Wirksamkeitsdauer von mindestens fünf Jahren und die Beseitigung von mind. 5 Mio Keimen pro Stunde und cm<sup>2</sup>.“

Für gering- bis mittelaktive Anwender (Mobilitätsklasse 1 bis 2) mit schwierigen Stumpfverhältnissen stellen die ContexGel-Liner der Streifeneder ortho production eine optimale Versorgungsmöglichkeit dar. Die Modelle ContexGel.basic (3 mm uniform), ContexGel.soft (6 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke) und ContexGel.soft+ (9 mm vordere, 3 mm hintere Wandstärke) sind mit weichem ContexGel ausgestattet und sorgen je nach Modell für eine gute bis vorzügliche Dämpfung im Stumpfbereich. Die besonderen

## Presseinformation

Fließeigenschaften des Polymer-Gels erzielen eine gleichmäßige Druckverteilung im Schaft, womit Druck- und Scherkräfte deutlich gemindert werden. Das Polymer-Gel ist dermatologisch getestet, bakterienhemmend und hydroallergen. Es ist schützend und hautpflegend zugleich und sorgt dafür, dass die ContexGel-Liner sehr komfortabel sind. Für eine optimale Anpassung bei ungewöhnlichen Stumpfformen sind die ContexGel-Liner thermoplastisch verformbar bei 65 °C.

Alle Silikon- und Gel-Liner sind mit oder ohne Distalanschluss erhältlich und in verschiedenen Materialstärken verfügbar.

### **Fakten zur Streifeneder ortho production GmbH**

- Großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit 170 Mitarbeitern und derzeit 12 Auszubildenden
- Uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“
- Umfassendes Sortiment mit rund 16.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausstattung über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
- Global Player durch den Export in über 100 Länder
- Eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt