

## Presseinformation

13.05.2014

### **Streifeneder ortho production GmbH präsentiert Neuheiten im Therapieschuh-Sortiment Antibakterielle Ausrüstung, rutschfeste Sohlentechnik und ein neues Modell „Mars S“**

Das Innenschuhfutter von allen Therapieschuhen der Streifeneder ortho production GmbH ist ab sofort mit einer antibakteriellen Ausrüstung auf der Basis von Silanen ausgestattet. Die antibakterielle Ausrüstung geht eine dauerhafte und wasserfeste Verbindung mit dem Textil ein, wodurch die Vermehrung von Bakterienstämmen stark eingeschränkt wird. Durch zusätzliche rutschfeste Bereiche auf den Sohlen bieten die Therapieschuhe dem Anwender einen noch höheren Tragekomfort.

So sind auf der plantaren Auftrittsfläche der Laufsohlen der Therapieschuhe Jupiter, Merkur, Merkur A, Uranus, Pluto, Sirius zusätzliche Spots aus einer weicheren Gummimischung eingearbeitet. Dadurch wird die Rutschfestigkeit während der Standphase deutlich verbessert. Auch das typisch seitliche Ausgleiten wird dadurch weiter eingeschränkt. Insgesamt sind die Laufsohlen der Fußteilentlastungsschuhe noch leichter und steifer geworden. Damit wird sichergestellt, dass bei der normalen Schrittabwicklung alle Fuß- und Zehengelenke sich noch weniger bewegen, um die Heilung von Wunden zu begünstigen.

Als Ergänzung im bestehenden Sortiment wurde der neue, stabile Fersenentlastungsschuh „Mars S“ entwickelt. Zu seinen Besonderheiten zählt die neuartige Sohlenkonstruktion mit gezielter Verlagerung des Körperschwerpunktes auf den Vorfuß und angenehmer Abrollung. Durch eine klettbare Längsgewölbe-Pelotte kann der Schuh auf links bzw. rechts eingestellt werden. Diese Pelotte kann nachträglich bearbeitet werden (z. B. durch Beschleifen) oder – abhängig von der Anatomie des medialen Längsgewölbe – zusätzlich aufgebaut werden. Dadurch wird eine bessere mediale Abstützung und Entlastung an der Ferse erzielt. Eine besonders effektive und lange Polstersohle verhindert plantare Druckspitzen. Der Schaft ist am Knöchel, Fußrücken und Vorfuß individuell einstellbar.

Vom diabetischen Fußsyndrom bis hin zu chirurgischen Vorfußkorrekturen wird mit der Therapieschuh-Linie der Streifeneder ortho production die komplette Bandbreite an möglichen Wundversorgungen abgedeckt. Der Entlastungsschuh „Apollo“ beispielsweise verfolgt mit seiner besonderen Abrollsohle das Konzept der „Null-Absatz-Technik“ und entlastet dadurch den gesamten Fuß während der Schwung- und Standphase. Dieser Schuh wird post-operativ zur Abheilung von chirurgischen Eingriffen und Verletzungen am Vorfuß (z. B. Hallux-Valgus-Operationen) eingesetzt. Entwickelt wurde der Schuh unter Einsatz des Bewegungsanalyse-Systems PRO.vision von Streifeneder, mit dem die einzelnen Gangphasen analysiert und die Bewegungen des Großzehengrundgelenks bei der Schrittabwicklung in Entlastungsschuhen untersucht wurden.

## Presseinformation

Ein weiterer Therapieschuh ist der sandalenartige Verbandsschuh „Luna“ mit hochgezogenem Zehenrand. Dieser nimmt voluminöse Verbände auf und schont gleichzeitig durch seine versteifte Laufsohle den kompletten Fuß. Drei herausnehmbare und zurichtbare Polstersohlen entlasten zusätzlich empfindliche Druckstellen an der plantaren Fußsohle. Die versteifte Laufsohle bietet dem verletzten Fuß zusätzliche Entlastung. Der höhere Schaft und der stabil verstärkte Fersenbereich sorgen für einen sicheren Halt.

Mit dem Langzeit-Verbandsschuh Neptun B mit besonders viel Volumen bietet die Streifeneder ortho production GmbH eine Weiterentwicklung des Therapieschuhs Neptun. Eine besonders breite Laufsohle, weite Öffnungsmöglichkeiten im Laschen- und Fersenbereich bieten ein großzügiges Raumvolumen für verbundene Füße. Der Neptun B wird bei der Rehabilitation von Lymphödemen, Ulcus eraris venosum, Elephantiasis und Adipositas eingesetzt.

Komplettiert wird die Linie durch den Verbandsschuh Sirius. Dieser überzeugt mit seiner versteiften Laufsohle, die zusätzlich alle Fuß- und Zehengelenke entlastet und ruhigstellt. Zu den weiteren Eigenschaften zählen ein großzügiges Raumvolumen für verbundene Füße durch einen verstellbaren Vorfuß- und Fersenverschluss sowie weite Öffnungsmöglichkeiten im Knöchelbereich. Die herausnehmbare Polstersohle nimmt Druckspitzen auf.

### **Fakten zur Streifeneder ortho production GmbH**

- Großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit 170 Mitarbeitern und derzeit 12 Auszubildenden
- Uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“
- Umfassendes Sortiment mit rund 16.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausrüstung über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
- Global Player durch den Export in über 100 Länder
- Eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt