

## Presseinformation

15.05.2018

### **Neue Entwicklungen in der Prothetik, Orthetik und Materialverarbeitung Die Highlights der Streifeneder ortho.production GmbH auf der OTWorld 2018**

Die Streifeneder ortho.production GmbH reist wieder mit zahlreichen Produktentwicklungen und beliebten Highlights aus ihrem über 17.000 Artikel umfassenden Sortiment zur OTWorld 2018 nach Leipzig. In Halle 1, Stand C02a/D02, präsentiert der Hersteller mit Sitz in Emmering bei München außerdem eine Reihe an Live-Vorführungen zur Materialverarbeitung und kommt damit ihrem Anspruch als Fort- und Ausbildungsstätte nach.

Im Bereich Prothetik wird das neue Kniegelenk KINEGEN.smart 3A860 vorgestellt. Das Bremskniegelenk mit Sperre wiegt gerade einmal 555 g und bietet dennoch maximale Stabilität. Ein Sperrmechanismus verbindet Ober- und Unterteil so miteinander, dass ein steifes Gelenk für hohe Standsicherheit entsteht. Der stufenlos verstellbare Extensionsanschlag kann ebenso wie der Federvorbringer individuell eingestellt werden.

Auch der Bereich der Orthetik wurde um einige Neu- und Weiterentwicklungen ergänzt. Bei der Wundversorgung können Orthopädietechniker ab sofort auf den Therapieschuh Komet zurückgreifen. Mit seinem zurückhaltenden Outdoor-Design und der niedrigen Sohle ist er ideal in den Alltag der Patienten zu integrieren.

Nach einem Riss am Kreuzband, den Menisken, begleitenden oder isolierten Verletzungen unterstützt die neue Hartrahmenknieorthese GenuSupport.frontal den postoperativen Heilungsverlauf. Im Vergleich zur GenuSupport kann sie frontal angelegt werden und eignet sich perfekt für bettlägerige Patienten.

Weiterhin gibt es nun effektive Hilfe für Osteoporose-Patienten. Die OsteoSupport.light wird bei leichten bis mittleren Beschwerden angewendet, unterstützt effektiv die Aufrichtung der Wirbelsäule und lindert dabei die Schmerzen. Die Orthese wird wie ein Rucksack getragen und ist bequem am Bauch zu schließen.

Das modulare Orthesengelenk-System Artikon hat sich im Sortiment bereits etabliert. Teil des Systems sind die Systemkniegelenke Artikon.genu, die nun um die neuen Gelenke Artikon.genu-bi-lock erweitert werden. Diese verfügen über eine Sperre, die entweder durch den angebrachten Sperrhebel oder optional mit einem Entriegelungszug gelöst werden kann. Die Systemkniegelenke dienen zur bilateralen Bewegungsführung und Unterstützung des menschlichen Kniegelenkes.

## Presseinformation

Neben der Ausstellung der Produkte wird das Team des Schulungszentrums Streifeneder ortho.training wieder wertvolle Tipps zur Materialverarbeitung geben. Die täglichen Live-Vorfürungen in der Werkstatt auf dem Messestand runden das Angebot ab, welches die Streifeneder ortho.production auch abseits der Messe verfolgt. Im Schulungszentrum am Hauptsitz in Emmering referieren regelmäßig renommierte Fachkräfte aus der Branche zu unterschiedlichsten Themen. Dabei möchte das Unternehmen insbesondere die praktischen Fähigkeiten fördern und das Orthopädiehandwerk als solches in den Mittelpunkt stellen.

### **Fakten zur Streifeneder ortho.production GmbH**

- großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit 170 Mitarbeitern
- umfassendes Sortiment mit rund 17.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausrüstung über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
- Global Player durch den Export in über 100 Länder
- eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt