

Presseinformation

Handgelenkorthese mit abnehmbarer Daumenfixierung: die neue ManuSupport.rhizo

Die Streifeneder ortho.production GmbH erweitert ihr Produktsortiment um eine Handgelenkorthese mit abrüstbarer Daumenfixierung. Das Modell wird nach postoperativen und posttraumatischen Reizzuständen im Handgelenk, im Daumengrund- und Sattelgelenk ebenso wie bei schwerer Rhizarthrose und degenerativen Erkrankungen angewendet.

Die Orthese fixiert Handgelenk, Daumengrund- und Sattelgelenk in einer neutralen Funktionsstellung, die den Streckmuskel des Unterarms entspannt und gleichzeitig den Sehnenansatz am Ellbogen entlastet. Dorsale und volare Verstärkungen stabilisieren die Mittelhand und das Gelenk zusätzlich.

Mit der separaten Daumenfixierung wird das medizinische Hilfsmittel zur komfortablen Komplettlösung. Ein eingearbeiteter Aluminiumrahmen ermöglicht dem Orthopädietechniker individuelle Anpassungen (z. B. Abduktionsstellung) vorzunehmen, was maximale Stabilität in jedem Therapiestadium gewährleistet. Eine Klettflasche verbindet Daumenelement und Handorthese, damit die Fixierung bei entsprechendem Therapiefortschritt vollständig abgerüstet werden kann.

Die Bewegungsfreiheit der Fingerendglieder und des Daumenendgliedes bleibt bei der ManuSupport.rhizo 89R1 bestehen, so dass Patienten kleine Alltagsbewegungen wie Schreiben oder Greifen weiterhin ausführen können. Die Orthese verfügt außerdem über einen elastischen Einsatz, der für eine weite Öffnung sorgt und das Anlegen vereinfacht. Dies ist dank der Rücklaufsicherung der Gurte auch einhändig möglich.

Die ManuSupport.rhizo 89R1 ist als rechte und linke Variante verfügbar und in den Größen S-XL erhältlich. Die Hilfsmittelnummer lautet 23.07.02.2031

Fakten zur Streifeneder ortho.production GmbH

- Großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit 170 Mitarbeitern
- Uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“
- Umfassendes Sortiment mit rund 17.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausstattung über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
- Global Player durch den Export in über 100 Länder
- Eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt