


## Robust und flexibel zugleich: Aramidfasergewebe 95P29

Das reißfeste Aramidfasergewebe eignet sich hervorragend um teilflexible Bereiche innerhalb von Orthesen im Vorfuß- und Oberschenkelbereich herzustellen. Aufgrund seiner hohen Zähigkeit (E-Modul) ist es im Vergleich zu Carbon-Fasern äußerst biegsam und damit ideal im Verbund zum Lagenaufbau der Armierung.

Das Material lässt sich optimal mit dem Elektrocutter 80C10 schneiden.

### Eigenschaften

- hohe Zähigkeit, Schlag- und Abriebfestigkeit
- hohe gewichtsbezogene Zugfestigkeit
- gutes Dämpfungsvermögen
- sehr hohe Flexibilität
- vor UV-Strahlung geschützt lagern





Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Germany  
T +49 8141 6106-0  
F +49 8141 6106-50  
office@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/op

300W144/D 2017-06