

ManuSupport.rhizo Handgelenkorthese mit abrüstbarer Daumenfixierung



Die neue Handgelenkorthese ManuSupport.rhizo 89R1 fixiert das Handgelenk, Daumengrund- und Sattelgelenk in einer neutralen Funktionsstellung, die den Streckmuskel des Unterarms entspannt und gleichzeitig den Sehnenansatz am Ellbogen entlastet. Dorsale und Volare Verstärkungen stabilisieren die Mittelhand und das Handgelenk zusätzlich.

Besonderheit des Modells ist die separate Daumenfixierung, die der Orthopädietechniker dank des eingearbeiteten Aluminiumrahmens jederzeit individuell anpassen kann (z. B. Abduktionsstellung). Klett verbindet das Daumenelement mit der Handgelenkorthese und ermöglicht so eine vollständige Abrüstung im Laufe der Therapie. Die Bewegungsfreiheit der Fingerend- und des Daumenendgliedes bleibt erhalten, so dass die Patienten kleinere Alltagsbewegungen wie Schreiben oder Greifen weiterhin ohne Einschränkungen durchführen können.

Ein elastischer Einsatz gewährleistet ein weites Öffnen der Orthese und vereinfacht das Anlegen, welches durch die Rücklaufsicherung der Gurte einhändig möglich ist.

Indikationen

- postoperative oder posttraumatische Reizzustände im Handgelenk und im Daumengrund- und Sattelgelenk
- schwere Rhizarthrose
- degenerative Erkrankungen des Handgelenks und des Daumens
- schwere Fälle von Tendovaginitis und Karpaltunnelsyndrom sowie Distorsionen

Größe	Handgelenkumfang	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
S	14 – 16 cm	links	silber/schwarz	89R1/LS
M	16 – 19 cm	links	silber/schwarz	89R1/LM
L	19 – 21 cm	links	silber/schwarz	89R1/LL
XL	21 – 23 cm	links	silber/schwarz	89R1/LXL
S	14 – 16 cm	rechts	silber/schwarz	89R1/RS
M	16 – 19 cm	rechts	silber/schwarz	89R1/RM
L	19 – 21 cm	rechts	silber/schwarz	89R1/RL
XL	21 – 23 cm	rechts	silber/schwarz	89R1/RXL

Positionsnummer 23.07.02.2031