

Mit dem Komet mitten im Alltag Der neue Therapieschuh im Outdoor-Design



Wundversorgung, die sich gut anfühlt



Modern, flexibel, hochwertig – der neue Fußteilentlastungsschuh Komet ist durch sein neuartiges Outdoor-Design der perfekte Begleiter im Alltag der Patienten. Die besonders niedrige Abrollsohle verleiht eine dezente und zurückhaltende Optik und ermöglicht es, während der Versorgung auf einen Ausgleichsschuh zu verzichten. Trotz dieses low-profile-Konzeptes bleibt die Sohle dank des rutschfesten Profils sicher und stabil.

Postoperativer Fußteilentlastungsschuh

Mit der breiten, eckigen Sohlenform im Vorfußbereich eignet sich der Komet hervorragend für eine Versorgung nach Operationstechniken mit dem Kirschner-Draht. Weitere Indikationen sind periphere arterielle Verschlusskrankheiten, Wunden im Vorfußbereich aufgrund von Diabetes mellitus sowie unabhängige Wundbildungen im Vorfußbereich.

Schutz und Hygiene

Maximalen Tragekomfort erreicht der Komet durch die qualitativen Materialien. Zusammen mit der separat bestellbaren Vorfußschutzkappe 217R12 schützen sie zuverlässig vor Schmutz, Spritzwasser und Kälte. Besonderes Merkmal ist auch der antibakteriell ausgerüstete Deckstoff der Polstersohle: eine Ammonium-Silane Verbindung dämmt die Besiedelung bestimmter Bakterienstämme ein und unterstützt so die Hygiene bei der Wundversorgung.

Sensibilitätsverlust aufgrund der diabetischen Polyneuropathie (PNP), d. h. auftretende Reize wie Druck, Temperatur, Schmerz werden an den Füßen nicht rechtzeitig wahrgenommen. Wir empfehlen die Füße und Schuhe regelmäßig zu kontrollieren.

Alle Features auf einen Blick



| Schuhgröße | Innenschuhlänge | Innenschuhbreite | Bestell-Nr. |
|------------|-----------------|------------------|-------------|
| 35 – 36 | ca. 242 mm | ca. 103 mm | 217R1/36 |
| 37 – 38 | ca. 255 mm | ca. 106 mm | 217R1/38 |
| 39 – 40 | ca. 268 mm | ca. 109 mm | 217R1/40 |
| 41 – 42 | ca. 282 mm | ca. 112 mm | 217R1/42 |
| 43 – 44 | ca. 295 mm | ca. 115 mm | 217R1/44 |
| 45 – 46 | ca. 308 mm | ca. 118 mm | 217R1/46 |
| 47 – 48 | ca. 322 mm | ca. 121 mm | 217R1/48 |
| 49 – 50 | ca. 335 mm | ca. 124 mm | 217R1/50 |

Positionsnummer: 31.03.03.5024

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op



300W146/D 2018-03

Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt. Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 28.02.2018 können sich Änderungen am Produkt ergeben.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.