

Allgemeine Voraussetzungen für das Bearbeiten eigener Modelle während der Seminare

Alle Modelle müssen spätestens eine Woche vor Seminarbeginn im Schulungszentrum eingetroffen sein. Für die Bearbeitung von Modellen, die erst zu Seminarbeginn eintreffen bzw. mitgebracht werden, gibt es keine Garantie.

Versandadresse:

Streifeneder ortho.production GmbH
z. Hd. Schulungszentrum
Moosfeldstr. 10
82275 Emmering

Im Sinne Ihrer Mitarbeiter / Ihres Unternehmens bitten wir folgendes zu beachten:

Der Leistungsdruck für Teilnehmer, die für sie ungewohnte Materialien zum ersten Mal verarbeiten, ist sehr hoch. Sie sollten deshalb davon absehen, den Kurs für eine Versorgung Ihrer Kunden zu nutzen. Eine solche finale Bearbeitung ist weder garantiert noch sinnvoll. Unsere Seminare dienen als Schulung bzw. Weiterbildung, in der Ihre Mitarbeiter die einmalige Gelegenheit erhalten, sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Wenn Sie ein Modell mitbringen möchten, Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie bitte Frau Judith Suarez: j.suarez@streifeneder.de

Silikonverarbeitung – Liner:

Oberschenkelschaftmodell

Modell sollte mit Gips, porös Bestell-Nr. 5E1 oder Alabaster Modellergips Bestell-Nr. 112P43/25 bzw. vergleichbaren Gipsen ausgegossen und zu 100 % trocken sein. Bitte verwenden Sie keinen Stuckgips, da dieser zu grobkörnig ist.

Silikonverarbeitung Orthesen:

Handmodell

Modell sollte mit Gips, porös Bestell-Nr. 5E1 oder Alabaster Modellergips Bestell-Nr. 112P43/25 bzw. vergleichbaren Gipsen ausgegossen und zu 100 % trocken sein. Bitte verwenden Sie keinen Stuckgips, da dieser zu grobkörnig ist.

Silikonverarbeitung – Liner:

Unterschenkelschaftmodell oder Unterarmschaftmodell

Modell sollte mit Gips, porös Bestell-Nr. 5E1 oder Alabaster Modellergips Bestell-Nr. 112P43/25 bzw. vergleichbaren Gipsen ausgegossen und zu 100 % trocken sein. Bitte verwenden Sie keinen Stuckgips, da dieser zu grobkörnig ist. Im Seminar wird ein Liner mit Pinanschluss gefertigt.

Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar:

Unterschenkelmodell oder ähnlich große Modelle (ohne Gelenke)

Modelle können aus Gips, druckfestem Schaum, Holz oder Metall bestehen, sollten aber zu 100 % trocken sein.

Pre-preg-Verarbeitung – Aufbauseminar:

Unterschenkelmodell oder ähnliche große Modelle (mit Gelenken)

Modelle können aus Gips, druckfestem Schaum, Holz oder Metall bestehen, sollten aber zu 100 % trocken sein.

Gerne können Sie Ihre bevorzugten Gelenke mitbringen.