

**Verstärkt den Halt bei jedem Schritt**

# Vakuumadapter 7P50

**Der neue aktive Vakuumadapter 7P50  
für eine komfortable und sichere Verbindung  
vom Stumpf zur Prothese:**

Er intensiviert den Halt durch Unterdruck im Inneren  
des Schaftes. Hubbewegungen werden dadurch  
vermindert.



# Entwickelt für eine starke Verbindung

**Der Adapter 7P50 erzeugt während des Gehens aktiv ein Vakuum:**

Bereits nach 8-10 Schritten wird Unterdruck von bis zu -0,5 atm erreicht und durch aktives Pumpen aufrecht erhalten.



## 7P50 auf einen Blick

- aus Aluminium
- Rohrdurchmesser 30 mm
- bis 100 kg Körpergewicht
- Anschluss proximal: Justierkernaufnahme
- inklusive Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Vakuumadapter	7P50

