

Schaftmaterial Streifyflex Black



Streifyflex Black

Das Schaftmaterial Streifyflex black ist für flexible Innenschäfte insbesondere im Oberschenkelbereich (ISNY-Schaft) und auch in der Armprothetik vielseitig einsetzbar.

Das Material ist dauerelastisch, sehr flexibel, tiefziehfähig, desinfizierbar und thermoplastisch nachformbar. Ein sichtbarer Schrumpf nach der Bearbeitung des Materials ist nicht erkennbar.

Die Verformungstemperatur liegt bei ca. 130 – 135 °C.

Bestell-Nr.	Abmessung L x B x H	VPE
111P71/9	400 x 400 x 9 mm	Platte
111P71/12	400 x 400 x 12 mm	Platte
111P71/14	400 x 400 x 14 mm	Platte
111P71/18	400 x 400 x 18 mm	Platte

