

## Presseinformation

13.02.2018

### **Neuer Therapieschuh im Outdoor-Design**

#### **Die Streifeneder ortho.production stellt den Komet vor**

Kurz vor der OTWorld 2018 in Leipzig stellt die Streifeneder ortho.production eine ihrer neuen Produktentwicklungen vor: ab sofort erweitert der Komet (Hilfsmittelnummer: 31.03.03.5024) das Sortiment der Therapieschuhe. Der Fußteilentlastungsschuh zeichnet sich vor allem durch seine niedrige und versteifte Abrollsohle sowie das funktionelle und ansprechende Outdoor-Design aus.

Mit dem low-profile-Konzept erfüllt der Komet gleich zwei gefragte Anforderungen: er kann ohne Ausgleichsschuh getragen werden und ist optisch deutlich zurückhaltender als gewohnte Therapieschuhe. Das Outdoor-Design umfasst außerdem eine rutschfeste Profilsohle, die den Schuh zu einem sicheren Begleiter im Innen- und Außenbereich macht. Durch die breite, eckige Sohlenform im Vorfußbereich ist der Komet die ideale Versorgung nach Operationstechniken mit Kirschner-Draht. Zusätzlichen Halt geben an dieser Stelle die flexiblen Laschen genauso wie der mit einer Kappe verstärkte Fersenbereich.

Wie alle Therapieschuhe der Streifeneder ortho.production ist auch der Komet aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt. Die praktischen Klettverschlüsse können individuell eingestellt werden und nehmen voluminöse Verbände problemlos auf. Eine angenehm weiche und herausnehmbare Polstersohle vermeidet Druckspitzen während die antibakterielle Ausrüstung des Deckstoffes ein Maximum an Hygiene und Tragekomfort verspricht.

Der Fußteilentlastungsschuh wird nach Wunden im Vorfußbereich aufgrund von Diabetes mellitus, peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten sowie weiteren indikationsunabhängigen Wundbildungen im Vorfußbereich angewendet.

Passend zum Komet können Kunden eine separate Vorfußschutzkappe sowie eine Ersatzpolstersohle bestellen. Ausführliche Informationen zu all unseren Therapieschuhen finden Sie unter

<https://www.streifeneder.de/op/produkte/therapieschuhe>

#### **Fakten zur Streifeneder ortho.production GmbH**

- Großer mittelständischer Arbeitgeber in Bayern mit rund 170 Mitarbeitern
- Uneingeschränktes Bekenntnis zur Qualität „Made in Germany“
- Umfassendes Sortiment mit rund 17.000 Artikeln angefangen von Maschinen und Werkstattausstattung über Rohmaterialien bis hin zu Orthetik- und Prothetikteilen
- Global Player durch den Export in über 100 Länder
- Eigenes Schulungszentrum mit Ganglabor und Schulungswerkstatt